


Désignation

- Boîte de petri culture 60x15mm culture d'organes Falcon
- Référence : 353037

Unité de vente : 500



Description

- Boîte de culture d'organes à puits central Falcon® 60 mm, polystyrène traité TC, stérile
- Dimensions : 54,84 mm de diamètre extérieur. x 13,56 mm
- Surfaces en polystyrène plates et claires pour une visualisation microscopique sans distorsion des cellules
- Le traitement chimique favorise la fixation des cellules
- Manipulation améliorée grâce à la conception unique Easy-Grip
- Polystyrène vierge de qualité cristal
- Apyrogène
- Stérilisé par irradiation gamma
- Emballé dans des sacs pelables de style médical

