


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	353047
<b>Désignation</b>	Plaques de culture



### Description :

- ✓ En polystyrène cristal
- ✓ Type de fond : plat
- ✓ Traitées culture cellulaire
- ✓ Surface de marquage
- ✓ Identification alphanumérique
- ✓ Bord dépoli facilitant le repérage de la plaque lors des manipulations
- ✓ Couvercle à labyrinthe permettant de diminuer significativement l'évaporation dans les puits périphériques et des échanges gazeux optimums

### Certificats :

- ✓ Stériles, emballage individuel
- ✓ Conforme USP Class VI
- ✓ Non pyrogénique

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 24
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

50 Plaques