

FICHE TECHNIQUE

Référence	353068B
Designation	Bouteille TufRol Nunc - Easy On/Off ventilé



Description :

Surface du flacon Lisse
 Couleur Transparent
 Matériau Polystyrène
 Nbre par carton 20
 Nb par paquet 2
 Conditionnement 2/sachet, 20/boîte
 Stérilité Stérile
 Type Flacon rotatif
 Surface de croissance cellulaire 850 cm²
 Closure Included Oui
 Type de bouchon Bouchon ventilé, mise en place et retrait facile
 À utiliser avec (équipement) Expansion de culture cellulaire, Production de vaccins,
 Production d'anticorps
 Graduated Oui
 Forme Rond
 Carton de : 20