


FICHE TECHNIQUE

Référence	353082
Désignation	Flacons de culture Falcon



Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire
- ✓ Bouchon avec lèvre intérieure, garantissant l'étanchéité du flacon à l'air et aux liquides lorsqu'il est en position fermée. En position semi-ouverte, les échanges gazeux sont maintenus.
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Surface : 25 cm²
- ✓ Col : incliné

Unité de vente :

200 Flacons
