

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	353107
<b>Désignation</b>	Flacons de culture



### Description :

- ✓ Flacons avec bouchon à membrane filtrante
- ✓ Membrane hydrophobe de porosité 0,2 µm
- ✓ Bouchon fermé, les échanges gazeux sont maintenus, réduisant ainsi les risques de contamination liés à l'incubation avec un bouchon standard ouvert
- ✓ Non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Surface de culture 12,5 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume 25 ml
- ✓ Col incliné

### Unité de vente :

100 Flacons de culture