

FICHE TECHNIQUE

Référence	353108
Désignation	Flacon de culture cellulaire 50 ml



Description :

- ✓ Graduations volumétriques
- ✓ Surface de marquage dépolie
- ✓ Col incliné
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt de cytotoxines, pyrogènes
- ✓ Flacon avec bouchon à membrane filtrante
- ✓ Membrane hydrophobe de porosité 0,2 µm
- ✓ Bouchon fermé, les échanges gazeux sont maintenus en réduisant ainsi les risques de contamination liés à l'incubation avec un bouchon standard ouvert
- ✓ Surface 25 cm²
- ✓ Volume 50 ml

Unité de vente :

100 Flacons de culture cellulaire 50 ml