

FICHE TECHNIQUE

Référence	353109
Désignation	Flacons de culture Falcon



Description :

- ✓ Flacon avec bouchon à membrane filtrante
- ✓ Membrane hydrophobe de porosité 0,2 µm
- ✓ Bouchon fermé, les échanges gazeux sont maintenus, réduisant ainsi les risques de contamination liés à l'incubation avec un bouchon standard ouvert
- ✓ Graduations volumétriques
- ✓ Surface de marquage dépolie
- ✓ Stériles
- ✓ Non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Surface : 25 cm²
- ✓ Volume : 70 ml
- ✓ Col : incliné
- ✓ Unités / sachet : 20

Unité de vente :

100 Flacons
