

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	353110
<b>Désignation</b>	Flacon de culture 75 cm <sup>2</sup>



### Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire standard Corning Falcon
- ✓ En polystyrène clair et transparent pour une meilleure visibilité
- ✓ Type de col : droit
- ✓ Type de bouchon : filtrant

### Certificats :

- ✓ Traitement TC
- ✓ Stérile – irradiation gamma

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Surface : 75 cm<sup>2</sup>
- ✓ Diamètre du bouchon : 22 mm

### Unité de vente :

100 Flacons de culture