

## Désignation

- Flacon culture 750ml 175cm col droit bouchon filtre Falcon

## Référence

- 353112

Unité de vente : 40



---

## Description

- Flacon de culture cellulaire
- Capacité : 750 ml
- Surface standard : 175 cm<sup>2</sup>
- Le traitement de culture tissulaire au plasma sous vide permet une fixation, une propagation et une croissance constantes des cellules.
- L'empilage sécurisé offre une stabilité contre les renversements ou les déversements accidentels et une protection contre la contamination (flacons à col incliné).
- Stérilisé par irradiation gamma
- Apyrogène testé à moins de 0,1 EU/mL
- Graduations volumétriques et patch d'écriture
- Les bouchons ventilés intègrent une membrane hydrophobe de 0,2 µm pour un échange gazeux optimal tout en protégeant contre la contamination
- La zone de croissance et le volume sont nominaux

