

FICHE TECHNIQUE

Référence	353135
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacons de culture cellulaire
- ✓ Plusieurs traitements de surface : Falcon[®], Corning Primaria[™] et Corning BioCoat[™]
- ✓ Stériles
- ✓ Non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Surface : 75 cm² (Easy access)
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Col incliné
- ✓ Bouchon à membrane filtrante : 0.2 um
- ✓ Bouchon avec lèvre intérieure, garantissant l'étanchéité du flacon à l'air et aux liquides lorsqu'il est en position fermée
- ✓ En position semi-ouverte, les échanges gazeux sont maintenus

Unité de vente :

60 Flacons
