

FICHE TECHNIQUE

Référence	353377
Désignation	Plaque 96 puits



Description :

- ✓ Brand : Falcon®
- ✓ Plate Format : 96-well
- ✓ Plate Color : White
- ✓ Well Bottom : Flat
- ✓ Well Bottom Color : Clear
- ✓ Well Volume : 0,37 mL
- ✓ Cell Growth Area : 0,34 cm²
- ✓ Recommended Working Volume : 25-340 µL
- ✓ Surface Treatment : TC-Treated
- ✓ Sterile : Yes
- ✓ Lids Included : Oui
- ✓ Storage : -20 to +60°C

Unité de vente :

32 unités
