



## Tapis Purus EnviroTack™

### Une avancée révolutionnaire

Les tapis Purus EnviroTack™ sont le premier produit de contrôle de la contamination contenant des matières végétales renouvelables, offrant ainsi une alternative écologique aux organisations socialement responsables.

### Pour une utilisation industrielle, dans les salles blanches et dans les hôpitaux

Les tapis Purus EnviroTack™ enlèvent et retiennent la saleté et la poussière des chaussures et des roues d'équipements. Les tapis Purus sont disponibles en version 30 ou 60 couches. Chaque couche du tapis est entièrement enduite d'un adhésif saisissant les particules et est constituée d'un film de polyéthylène basse densité. Une languette discrète et numérotée indique le nombre de couches restantes et permet de les retirer une à une.



### Respectueux de l'environnement\*

À base de Cardia EnviroTack™ végétal, sans OGM et renouvelable, permettant de réduire les émissions de CO2.



### Solides et efficaces

Les tapis enduits d'adhésif offrent la même fiabilité et les mêmes performances haut de gamme.



### Prix compétitif

Respectueux de l'environnement sans coûts supplémentaires.



### Améliorateur d'image

Améliore l'image de votre entreprise en réduisant votre empreinte carbone.



### Service complet et assistance technique

Avec le soutien du service et de l'assistance à la clientèle de classe mondiale de Purus International.



### Recyclable\*\*

Peut être recyclé dans les flux de recyclage du plastique conventionnels.



### Notre impact\*\*\*

Selon le volume de production annuel actuel de Purus International d'environ un million de livres, les tapis Purus EnviroTack™ permettront d'économiser 135 tonnes métriques d'émissions de CO2, soit la quantité de carbone séquestrée par 160 acres de forêts en une année.

\* Analyse du cycle de vie réalisée par le Centre for Design de l'Institut royal de technologie de Melbourne

\*\* Analyse du recyclage réalisée par Smith RAPRA Technology

\*\*\* Analyse des écosystèmes environnementaux réalisée par ExcelPlas

## Purestep

Tapis multicouche à revêtement adhésif pour retirer la saleté et la poussière des chaussures et des roues avant leur entrée dans un environnement de production critique.

### Caractéristiques

- Les données et les rapports du test de contrôle qualité sont disponibles pour chaque expédition ou caisse
- Languette numérotée discrète
- Disponibles en 30 ou 60 couches avec quatre ou huit tapis par caisse
- Le revêtement adhésif uniforme assure une performance maximale de chaque couche

Caractéristiques	Pouvoir d'adhésion normal	Pouvoir d'adhésion élevé
Film	Polyéthylène basse densité	Polyéthylène basse densité
Adhésif	Acrylique	Acrylique
Épaisseur de l'adhésif	0,3 mil. / 8 µm	0,3 mil. / 8 µm
Résistance au pelage « top »	6,5 oz. / 190 g/25 mm ± 40	9,25 oz. / 250 g/25 mm ± 40
Résistance à la chaleur	158°F / 70° C – 48 heures	158°F / 70° C – 48 heures

Numéro de catalogue Purus				
30 couches-4/caisse	30 couches-8/caisse	60 couches-4/caisse	Taille (*)	Couleur (**)
PM 1836 34 W	PM 1836 38 W	PM 1836 64 W	457x914	Blanc
PM 1845 34 W	PM 1845 38 W	PM 1845 64 W	457x1143	Blanc
PM 2436 34 W	PM 2436 38 W	PM 2436 64 W	610x914	Blanc
PM 2645 34 W	PM 2645 38 W	PM 2645 64 W	660x1143	Blanc
PM 3645 34 W	PM 3645 38 W	PM 3645 64 W	914x1143	Blanc

Numéro de catalogue Purus				
30 couches-4/caisse	30 couches-8/caisse	60 couches-4/caisse	Taille (*)	Couleur (**)
PM 1836 34 B	PM 1836 38 B	PM 1836 64 B	457x914	Bleu
PM 1845 34 B	PM 1845 38 B	PM 1845 64 B	457x1143	Bleu
PM 2436 34 B	PM 2436 38 B	PM 2436 64 B	610x914	Bleu
PM 2645 34 B	PM 2645 38 B	PM 2645 64 B	660x1143	Bleu
PM 3645 34 B	PM 3645 38 B	PM 3645 64 B	914x1143	Bleu

(\*) Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste complète des tailles disponibles.

(\*\*) Gris et transparent sont également disponibles dans certaines tailles et configurations.

(\*\*\*) Les caractéristiques mentionnées ci-dessus concernent toutes les tailles de tapis produites, même si la taille ne figure pas sur cette fiche.