


FICHE TECHNIQUE

Référence	353962
Désignation	Falcon® 384-well Optilux



Description :

- ✓ Brand : Falcon®
- ✓ Plate Format : 384-well
- ✓ Plate Color : Solid black
- ✓ Well Bottom : Flat
- ✓ Well Volume : 130 µL
- ✓ Cell Growth Area : 10 mm²
- ✓ Recommended Working Volume : 15-100 µL
- ✓ Surface Treatment : TC-Treated
- ✓ Sterile : Yes
- ✓ Lids Included : Yes
- ✓ Storage : Ambient storage conditions

Unité de vente :

50 unités
