


FICHE TECHNIQUE

Référence	354409
Désignation	Plaque 96 puits



Description :

- ✓ Brand : Corning®
- ✓ Plate Format : 96-well
- ✓ Plate Color : Clear
- ✓ Well Bottom : Flat
- ✓ Well Volume : 370 μ L
- ✓ Cell Growth Area : 0,32 cm²
- ✓ Sterile : No
- ✓ Lids Included : Oui
- ✓ Storage : 2°C- 8°C
- ✓ Surface Coating : Fibronectin

Unité de vente :

5 unités
