

FICHE TECHNIQUE

Référence	355000
Désignation	Flacons de culture Falcon



Description :

- ✓ Flacon avec bouchon "Plug Seal"
- ✓ Bouchon avec lèvre intérieure, garantissant l'étanchéité du flacon à l'air et aux liquides lorsqu'il est en position fermée
- ✓ En position semi-ouverte, les échanges gazeux sont maintenus
- ✓ Graduations volumétriques
- ✓ Surface de marquage dépolie
- ✓ Stériles
- ✓ Non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Surface : 150 cm²
- ✓ Volume : 600 ml
- ✓ Col : incliné
- ✓ Unités / sachet : 5

Unité de vente :

40 Flacons
