

FICHE TECHNIQUE

Référence	355001
Désignation	Flacon de culture 600 ml



Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire standard Falcon
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Avec bouchon à membrane filtrante
- ✓ Traitement TC

Certificats :

- ✓ Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Membrane hydrophobe 0,2 μm
- ✓ Surface : 150 cm^2
- ✓ Type de col : incliné
- ✓ Type de bouchon : filtrant

Unité de vente :

40 Flacons de culture
