

FICHE TECHNIQUE

Référence	356484
Désignation	Flacon culture BioCoat® collagène 25cm ²



Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire à forme rectangulaire
- ✓ Col incliné avec bouchon ventilé
- ✓ Surface de culture : 25 cm²
- ✓ Revêtement de surface : Collagène
- ✓ Matière : Polystyrène
- ✓ Filtre 0,2 µm - Membrane en copolymère acrylique Versapore
- ✓ Pour des performances optimales, le produit non ouvert doit être stocké dans un endroit sec à 4-30 degrés C (ne pas congeler).

Unité de vente :

50 Flacons