

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	<i>Voir tableau ci-dessous</i>
<b>Désignation</b>	Corning BioCoat Collagen I



### Description :

Flacons de culture Corning BioCoat Collagène 1.

Le Collagène 1 est présent dans de nombreux tissus et organes. Utilisé en coating fin sur une surface de culture, il permet le développement, la prolifération et la différenciation d'un grand nombre de types cellulaires.

### Spécifications :

- ✓ Bouchon à membrane filtrante
- ✓ Stabilité à température ambiante
- ✓ Testé pour l'absence de champignons et bactéries
- ✓ Prêt à l'emploi

Référence	Surface	Unités / Sachet	Unités / Carton
354484	25 cm <sup>2</sup>	10	10
356484	25 cm <sup>2</sup>	10	50
354485	75 cm <sup>2</sup>	5	5
356485	75 cm <sup>2</sup>	5	50

Vendus au carton