

Désignation

- Pipette avantage 2ml 1/100 vert sterile /1 Falcon

Référence

- 356507

Unité de vente : 1000



-
- Pipette sérologique Falcon® 2 mL, polystyrène, incréments de 0,01, emballée individuellement, stérile, 100/boîte
 - Idéal pour une utilisation en culture tissulaire ou toute solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration/distribution dans un environnement stérile. Cette pipette apyrogène a une capacité de remplissage de 0,8 ml et est emballée individuellement dans un emballage thermoformé entièrement en plastique Corning® Advantage™.
 - Numéro de produit 356507
 - Marque Falcon®
 - Capacité 2 ml
 - Jetable
 - Intervalle de graduation : 0,01 ml
 - Stérile
 - Emballage : Plastique transparent emballé individuellement
 - Matériau du produit : Polystyrène

