

FICHE TECHNIQUE

Référence	356535
Désignation	Pipette Advantage



Description :

- ✓ Pipette Advantage Falcon pour culture cellulaire
- ✓ Cotonnée
- ✓ Emballage thermoformé, entièrement en plastique, résistant, préservant l'intégrité de la stérilité
- ✓ 3 possibilités d'ouverture
- ✓ Emballage antistatique

Certificats :

- ✓ Stérile, sans pyrogènes, non cytotoxique
- ✓ Moins de particules à l'ouverture
- ✓ 100% recyclable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 25 ml + 11 ml
- ✓ Graduations : 0,5 ml
- ✓ Code couleur : violet
- ✓ Dimensions (long x \varnothing) : 336,29 x 15,16 mm

Unité de vente :

200 Pipettes Advantage