

## Désignation

- Pipette Advantage 5ml 1/10 bleu stérile /1 Falcon

## Référence

- 356543

Unité de vente : 200



---

## Description

- Pipette sérologique Falcon® 5 ml
- Matière : polystyrène
- Gain de place
- Incréments de 0,25
- Emballée individuellement
- Pipettes jetables en polystyrène pour applications de culture tissulaire, bactériologiques et de recherche
- Stérile
- Sans RNase/DNase
- Non cytotoxique, non pyrogénicité testé à moins de 0,1 UE/mL
- Sans ESB/EST
- Graduations négatives pour une capacité supplémentaire
- Graduations inversées (sauf 1 mL)
- Emballage et marquages à code couleur pour faciliter l'identification
- Bouchon en polyester pour éviter le débordement
- Précision  $\pm 2\%$  à plein volume (sauf 1 et 2 ml)
- Le système d'alignement des graduations des pipettes est un moyen simple et rapide d'amener les graduations à votre champ de vision. Il suffit d'ouvrir ou de décoller le haut de l'emballage de la pipette et d'aligner la pipette avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent toujours être face à vous.
- Conditionnement : 50/sac, 200/caisse

