

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	357525
<b>Désignation</b>	Pipettes culture



### Description :

- ✓ Stériles, non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Emballage individuel (thermoformé, pelable et antistatique)
- ✓ Surface non mouillable
- ✓ Ménisque plat facilitant la lecture
- ✓ Graduation inversée pour une meilleure distribution des liquides
- ✓ Sur-graduation pour une plus grande capacité
- ✓ Graduations très lisibles, foncées
- ✓ Repère d'orientation des graduations pour faciliter l'utilisation avec le pipeteur BD Express
- ✓ Code couleur par volume pour une meilleure identification
- ✓ Volume : 25 ml + 7 ml

### Unité de vente :

200 Pipettes

---