

FICHE TECHNIQUE

Référence	357535
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes Falcon pour culture cellulaire
- ✓ Stériles, non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Cotonnées
- ✓ Ménisque plat facilitant la lecture
- ✓ Graduation inversée pour une meilleure distribution des liquides
- ✓ Sur-graduation pour une plus grande capacité
- ✓ Graduations très lisibles, foncées
- ✓ Repère d'orientation des graduations pour faciliter l'utilisation avec le pipeteur Corning® Xpress
- ✓ Code couleur par volume pour une meilleure identification
- ✓ Emballage unitaire stérile en papier plastique pelable
- ✓ Volume : 25 + 11 ml
- ✓ Incréments : 0,5 ml
- ✓ Surgraduation : 11,0 ml
- ✓ Code couleur : violet
- ✓ Unités / boîte : 50 pipettes

Unité de vente :

200 Pipettes
