

FICHE TECHNIQUE

Référence	357550
Désignation	Pipette 50 ml



Description :

- ✓ Pipette Falcon en polystyrène
- ✓ Cotonnée
- ✓ Graduée
- ✓ Emballage unitaire

Certificats :

- ✓ Stérile
- ✓ Non pyrogènes, non cytotoxique

Caractéristiques techniques :

- ✓ Code couleur : noir
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Incréments 1,0
- ✓ Sur-graduation 10 ml

Unité de vente :

100 Pipettes