

FICHE TECHNIQUE

Référence	357551
Désignation	Pipettes culture



Description :

- ✓ Stériles, non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Emballage individuel (thermoformé, pelable et antistatique)
- ✓ Surface non mouillable
- ✓ Ménisque plat facilitant la lecture
- ✓ Graduation inversée pour une meilleure distribution des liquides
- ✓ Sur-graduation pour une plus grande capacité
- ✓ Graduations très lisibles, foncées
- ✓ Repère d'orientation des graduations pour faciliter l'utilisation avec le pipeteur BD Express
- ✓ Code couleur par volume pour une meilleure identification
- ✓ Volume : 10 ml

Unité de vente :

200 Pipettes
