

FICHE TECHNIQUE

Référence	360548
Désignation	Bouchon de transfert



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Type de produit : Bouchons
- ✓ Fonction : Flaconnage / Plastique
- ✓ Stérile : Non
- ✓ Réutilisable
- ✓ Optiquement transparentes
- ✓ Résistantes à la casse
- ✓ Autoclavables
- ✓ Filetage 53B, Avec 4 ports refermables (bouchons inclus)
- ✓ Matière : Polypropylène (bouchon) ;butyl (septum)
- ✓ RNase/FNase free : Non
- ✓ Couvercle : Non

Unité de vente :

1 unité
