

Désignation

- Boîte Movebox coloris jaune

Référence

- 361575

Unité de vente : 1



Description

- Boîte Movebox coloris jaune
- Conforme à la réglementation ADR 2009 - instruction P650 pour le transport des échantillons biologiques de catégorie B
- Conforme à GBEA II 2002 et NF EN ISO 15189 2007
- Le système peut contenir jusqu'à 77 tubes de 5, 7 ou 10 ml
- Portoir avec 2 anses de préhension intégrées
- Solution ergonomique

