

Désignation

- Semi dry blotter maxi avec générateur
- Référence : 363428

Unité de vente : 1



Description

Kit composé de :

- **Système de transfert semi-sec**

Dimensions : 26 x 26 x 7 cm

Capacité : 20 x 20 cm

Temps de transfert rapides Western, Southern et Northern Blots. Transferts économiques grâce aux volumes tampons très faibles. Couvercle vissé. Gels de 0,25 à 10 mm d'épaisseur. Dispersion uniforme de la chaleur. Électrodes longue durée.

Ces buvards semi-secs offrent des temps de transfert rapides pour le transfert d'ADN, d'ARN et de protéines, généralement de 15 à 30 minutes.

- **Générateur PowerPRO 3AMP Power Supply, 300V, 3000mA, 300W**

5 paires de sorties. Parfait pour les applications à courant élevé telles que le transfert.

Dimensions : 21,5 x 33,5 x 10,4 cm

Poids : 2.1 kg

Plaque frontale en ABS ignifuge

Minuterie 1 ~ 999 minutes

Résolution 1V, 10mA

Tension d'entrée 100-240V : 47-60Hz, 410W

Contrôleur Microprocesseur

Tension maximale 300 V

Courant maximal 3000 mA

Puissance maximale 300 W

Nombre de paires de sorties 5

Modes de fonctionnement : Paramètre constant, programme programmable en 6 étapes. Paramètres préprogrammés.

Diamètre de sortie 4 mm. Détection de surcharge. Protection contre la surchauffe

