

Désignation

- Receptacle recueil de sperme 80ml teste fiv stérile

Référence

- 364007

Unité de vente : 70



Description

- Recueil de sperme
- Volume : 80 ml
- Matière : polypropylène
- Test sur un embryon de souris à une cellule testé (MEA \geq 80 % de blastocyste)
- Apyrogène : testé endotoxine (LAL \leq 0,03 EU/mL)
- Survie et motilité des spermatozoïdes humains testées (SMI \geq 0,75)
- Emballage individuel
- Stérilisé par irradiation gamma
- Fabriqué et stérilisé dans une installation certifiée ISO 9001 et ISO 13485
- Marqué CE

