

FICHE TECHNIQUE

Référence	365900A
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ BD Vacutainer - Tubes pour prélèvement sanguin
- ✓ Système de prélèvement pour sang avec tubes sous vide stériles
- ✓ Pour hématologie tube K2 EDTA
- ✓ En PET
- ✓ Bouchon violet
- ✓ Etiquette transparente
- ✓ Volume : 6 ml
- ✓ Ø x h : 13 x 100 mm

Unité de vente :

100 Tubes
