


## FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – novembre 2012

Désignation du produit : Bouchon vissant avec joint d'étanchéité

### Spécifications

	 <p>366384</p>
Description	Bouchon vissant avec joint d'étanchéité Pour tube de diamètre 12 mm
Dimension	Diamètre extérieur: 13.1 Diamètre intérieur : 11.5 mm Hauteur : 6.8 mm
Volume	#N/A
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds "O"-Ring : caoutchouc synthétique thermoplastique
Couleur	Bouchon bleu "O"-Ring : noir
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain
Température de stockage	- 80°C à +121°C
Autoclavable	+
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	#N/A
Autres informations	Température de stockage : -10°C à +50°C

### Conditionnement

Conditionnement	500 / 5000
-----------------	------------