

FICHE TECHNIQUE

Référence	367896A
Désignation	Tube

Description :

- ✓ Tubes CAT (silice) avec activateur de coagulation BD Vacutainer
- ✓ En PET
- ✓ Stérile
- ✓ Avec étiquette papier
- ✓ Bouchon Hemogard pour une sécurité renforcée lors du prélèvement et du transport
- ✓ Conforme aux normes ISO 6710, NF EN 14820 et référentiel CLSI H1-A6
- ✓ Bouchon coloris rouge
- ✓ Volume 10 ml
- ✓ Dimensions 16 x 100 mm

Unité de vente :

100 Tubes
