

BOÎTE MOVEBOX

FICHE D'IDENTITE



Référence et désignation :

Référence	Désignation
368702	Movebox complète diam. 13 mm
368703	Movebox complète diam. 16 mm
368704 - 366907 361575 - 361577 361578 - 361579	Movebox seule (boîte + couvercle)

DESCRIPTION

Utilisation

Boîte à tubes avec portoir pour le transport réglementaire d'échantillons biologiques.

Dimension

- Hauteur : 130 mm
- Longueur : 250 mm
- Largeur : 170 mm
- Poids : 493 g (boîte + portoir + absorbant)



Matériaux

Polypropylène

Accessoire incorporé

Portoirs 77 emplacements au choix :

- bleu pour des tubes de 12 mm de diamètre
- rouge pour des tubes de 16 mm de diamètre

Porte étiquettes pouvant contenir de 1 à 6 feuilles A4

Absorbant



Coloris

Translucide bleu

OPTIONS

Accessoires



- Tarabox : conteneur en polypropylène expansé (PPE) pouvant contenir de 1 à 24 boîtes Movebox selon le modèle



- Movebag : sac de transport pour les prélèvements biologiques pouvant contenir jusqu'à 4 boîtes Movebox

CARACTERISTIQUES

- Boîte translucide, solide et hermétique
 - Visualisation d'éventuelles fuites avant ouverture
- Boîte gerbable
 - Gain de place
- Portoir numéroté
 - Faciliter le rangement des tubes
- Maintien des tubes en position verticale
 - Eviter les chocs entre les tubes
- Tubes bien rangés
 - Facilité de classement et de préhension des tubes

ARGUMENTAIRE

Boîte à tubes pour le transport de tubes de prélèvement. Le portoir facilite le **rangement** des tubes dans la boîte et leur **maintien à la verticale**.