

FICHE TECHNIQUE

Référence	368860A
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes pour prélèvement sanguin - BD Vacutainer – K3 EDTA
- ✓ Pour hématologie
- ✓ Sous vide stériles
- ✓ Système de prélèvement pour sang
- ✓ En PET
- ✓ Bouchon Hemogard pour une sécurité renforcée lors du prélèvement et du transport
- ✓ Minimisent les risques d'exposition au sang par projection ou contact
- ✓ Conformes aux normes ISO 6710, NF EN 14820 et référentiel CLSI H1-A6
- ✓ Bouchon violet
- ✓ Etiquette papier
- ✓ Volume : 4 ml
- ✓ Ø x h : 13 x 75 mm

Unité de vente :

100 Tubes
