

Meuble à roulettes 3 tiroirs

Description :

- Armoire mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins
- Diamètre de la roulette 80 mm
- Hauteur totale de la roulette 110 mm
- Les armoires sont fabriquées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec chants en ABS
- 3 tiroirs à fermeture douce
- Tiroirs entièrement ouvrables, profondeur 450 mm
- Côtés des tiroirs en acier
- Poignées en acier
- Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- Poids NET 62 kg
- Charge maximale sur un tiroir 30 kg
- Charge générale maximale 200 kg
- Convient pour : Stockage d'outils, d'accessoires et de matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- Stockage d'acides et d'alcalis
- Stockage de substances inflammables

Dimensions :

- Longueur 900 mm
- Profondeur 520 mm
- Hauteur 790 mm

D'autres options et modifications non standard sont disponibles sur demande

