

Meuble à roulettes 2 tiroirs

Description:

- ✓ Armoire mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins
- ✓ Diamètre de la roulette 80mm
- ✓ Hauteur totale de la roulette 110mm
- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 2 tiroirs à fermeture douce
- ✓ Tiroirs entièrement ouvrables, profondeur 450mm
- ✓ Côtés des tiroirs en acier
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 35 kg
- ✓ Charge maximale sur un tiroir 30 kg
- ✓ Charge générale maximale 200 kg

Convient pour :

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

Taille:

- ✓ Longueur 530mm
- ✓ Profondeur 520mm
- ✓ Hauteur 640mm

Autres options disponibles et modifications non standard sur demande

