

### Meuble à roulettes 1 tiroir et 1 porte

**Description:**

- ✓ Armoire mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins
- ✓ Diamètre de la roulette 80mm
- ✓ Hauteur totale de la roulette 110mm
- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 1 tiroir à fermeture douce
- ✓ 1 porte avec charnières pouvant s'ouvrir à un angle de 270°
- ✓ Tiroirs entièrement ouvrables, profondeur 450mm
- ✓ 1 étagère intérieure réglable sur toute la hauteur tous les 32mm
- ✓ Côtés des tiroirs en acier
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 27 kg
- ✓ Charge maximale sur un tiroir 30 kg
- ✓ Charge générale maximale 200 kg

**Convient pour :**

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

**Ne convient pas pour :**

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

**Taille:**

- ✓ Longueur 450mm
- ✓ Profondeur 520mm
- ✓ Hauteur 640mm

*Autres options disponibles et modifications non standard sur demande*

