

Meuble à roulettes 2 portes

Description:

- ✓ Armoire mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins
- ✓ Diamètre de la roulette 80mm
- ✓ Hauteur totale de la roulette 110mm
- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 2 portes avec charnières qui peuvent s'ouvrir à un angle de 270°
- ✓ 1 étagère intérieure réglable sur toute la hauteur tous les 32mm
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 38 kg
- ✓ Charge maximale sur une étagère 30 kg
- ✓ Charge générale maximale 200 kg

Convient pour :

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

Taille:

- ✓ Longueur 830mm
- ✓ Profondeur 520mm
- ✓ Hauteur 790mm

Autres options disponibles et modifications non standard sur demande

