

Désignation


- MEUBLE MURAL 1 PORTE HAUTEUR 73cm LARGEUR 45cm

Référence

- 370140

Unité de vente

1 Meuble



Description

Meuble en mélaminé renforcé

Caractéristiques techniques

- Longueur (mm)x Profondeur (mm) x Hauteur (mm) : 450x370x730mm
- 1 porte
- Couleur gris clair
- Convient pour le stockage de la verrerie, de récipients, outils de laboratoire
- Ne convient pas pour le stockage de produits chimiques
- Livré monté

