

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****370142****Armoire murale 2 portes****Description:**

- ✓ Convient pour un montage mural ou sur le cadre du module de service (*sauf exceptions*)
- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 2 portes avec charnières qui peuvent s'ouvrir à un angle de 270°
- ✓ 1 étagère intérieure réglable sur toute la hauteur tous les 32mm
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Supports de montage mural réglables en 3 dimensions (*vis pour le montage au mur non incluses*)
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 34 kg
- ✓ Charge maximale sur une étagère 30 kg
- ✓ Charge générale maximale 60 kg

Convient pour :

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

Taille:

- ✓ Longueur 900mm
- ✓ Profondeur 370mm
- ✓ Hauteur 730mm

Autres options disponibles et modifications non standard sur demande

