

## Désignation


- MEUBLE MURAL 2 PORTES HAUTEUR 73cm LARGEUR 120cm

## Référence

- 370143

## Unité de vente

1 Meuble



---

## Description

Meuble mural en mélaminé renforcé

- Longueur (mm)x Profondeur (mm) x Hauteur (mm) : 1200 x370x730mm
- 2 portes
- Couleur gris clair
- Convient pour le stockage de la verrerie, de récipients, outils de laboratoire
- Ne convient pas pour le stockage de produits chimiques
- Livré monté

