

**FICHE TECHNIQUE****REFERENCE :****370155****Armoire murale ouverte****Description:**

- ✓ Convient pour un montage mural ou sur le cadre du module de service (*sauf exceptions*)
- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ Cloison verticale
- ✓ Supports de montage mural réglables en 3 dimensions (*vis pour le montage au mur non incluses*)
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 20 kg
- ✓ Charge générale maximale 60 kg

**Convient pour :**

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

**Ne convient pas pour :**

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

**Dimensions :**

- ✓ Longueur 1200mm
- ✓ Profondeur 350mm
- ✓ Hauteur 380mm

*Autres options disponibles et modifications non standard sur demande*

