

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****370159****Meuble mural 2 portes vitrées 1 étagère H: 73cm L: 120cm****Description :**

- Convient pour un montage mural ou sur le cadre du module de service (à quelques exceptions près)
- Les armoires sont fabriquées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec des chants en ABS
- 2 portes vitrées encadrées avec charnières pouvant s'ouvrir à 270°
- Cloison verticale
- 1 étagère intérieure réglable sur toute la hauteur tous les 32 mm
- Poignées en acier
- Supports de fixation murale réglables en 3 dimensions (vis de fixation au mur non fournies)
- Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- Poids NET 47 kg
- Charge maximale sur une étagère 30 kg
- Charge générale maximale 60 kg

Convient pour :

- Stockage d'outils, d'accessoires et de matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- Stockage d'acides et d'alcalis
- Stockage de substances inflammables

Dimensions :

- Longueur 1200 mm
- Profondeur 370 mm
- Hauteur 730 mm

D'autres options et modifications non standard sont disponibles sur demande

