

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****371175****Armoire haute 2 portes, haut ouvert****Description:**

- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 2 portes inférieures avec charnières qui peuvent s'ouvrir à un angle de 270°
- ✓ Cloison verticale
- ✓ 1 étagère fixe et 3 étagères réglables (5 compartiments) sur toute la hauteur tous les 32mm dans chaque section
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Socle réglable en hauteur
- ✓ Doit être fixé au mur (*vis pour le montage au mur non incluses*)
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 94 kg
- ✓ Charge maximale sur une étagère 30 kg

Convient pour :

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

Ne convient pas pour :

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

Dimensions :

- ✓ Longueur 1200mm
- ✓ Profondeur 370mm
- ✓ Hauteur 1910mm

Autres options disponibles et modifications non standard sur demande

