

**FICHE TECHNIQUE****REFERENCE :****371181****Armoire haute avec 2 portes vitrées****Description:**

- ✓ Les armoires sont fabriquées en panneau de particules mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec bords en ABS
- ✓ 2 portes vitrées encadrées avec charnières pouvant s'ouvrir à un angle de 270°
- ✓ 4 étagères réglables (5 compartiments) sur toute la hauteur tous les 32mm
- ✓ Poignées en acier
- ✓ Socle réglable en hauteur
- ✓ Doit être fixé au mur (*vis pour le montage au mur non incluses*)
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 83 kg
- ✓ Charge maximale sur une étagère 30 kg

**Convient pour :**

- ✓ Rangement des outils, accessoires et matériel de laboratoire

**Ne convient pas pour :**

- ✓ Stockage des acides et des alcalis
- ✓ Stockage de substances inflammables

**Dimensions :**

- ✓ Longueur 900mm
- ✓ Profondeur 370mm
- ✓ Hauteur 1910mm

*Autres options disponibles et modifications non standard sur demande*

