

Table de laboratoire avec plan de travail en céramique

Description:

- ✓ Cadre de type H fabriqué en profilés d'acier 60x30x2mm et 40x40x3mm
- ✓ Peint en poudre
- ✓ Le cadre est assemblé avec des boulons
- ✓ Pieds réglables en hauteur (portée 20 mm)
- ✓ Le plan de travail est fait de carreaux de céramique de grande taille placés sur un panneau de particules de mélamine
- ✓ Bords ABS de 2 mm tout autour du plan de travail
- ✓ Epaisseur du plan de travail 33mm
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 48 kg
- ✓ Charge maximale uniformément répartie sur la table 200 kg

Taille:

- ✓ Longueur 1200mm
- ✓ Profondeur 750mm
- ✓ Hauteur 900mm
- ✓ Espace de service à l'arrière de la table 150mm

Autres options disponibles et modifications non standard sur demande



Exemple