

## Table de laboratoire avec plan de travail en céramique

### Description:

- ✓ Cadre de type H fabriqué en profilés d'acier 60x30x2mm et 40x40x3mm
- ✓ Peint en poudre
- ✓ Le cadre est assemblé avec des boulons
- ✓ Pieds réglables en hauteur (portée 20 mm)
- ✓ Le plan de travail est composé de 2 carreaux de céramique de grande taille posés sur des panneaux de particules de mélamine
- ✓ Bords ABS de 2 mm tout autour du plan de travail
- ✓ Epaisseur du plan de travail 33mm
- ✓ Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
- ✓ Poids net 76 kg
- ✓ Charge maximale uniformément répartie sur la table 200 kg

### Taille:

- ✓ Longueur 1800mm
- ✓ Profondeur 900mm
- ✓ Hauteur 900mm
- ✓ Espace de service à l'arrière de la table 150mm

*Autres options disponibles et modifications non standard sur demande*



Exemple