


FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – décembre 2009

Désignation du produit : Barrettes de 8 bouchons pour PCR

Spécifications

	373250 
Description	Barrettes de 8 bouchons plats pour PCR
Dimension	Hauteur : 3.18 mm Diamètre intérieur: 4,45 mm Longueur de la barrette : 76.98 mm
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Haute transparence
Stérilisation	-
Autres informations	A usage unique Compatible. 6732xx et 6522xx

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	-80°C à 105°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	125
Quantité par carton	1250