

## FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – décembre 2009

Désignation du produit : Barrettes de 8 bouchons bombés pour PCR

### Spécifications

	373281 -----
Description	Barrettes de 8 bouchons bombés pour PCR
Dimension	Hauteur : 5.59 mm Diamètre extérieur: 5,46 mm Diamètre intérieur: 4,32 mm Longueur de la barrette : 80.26 mm
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Assortiment (orange, rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	-
Autres informations	A usage unique Compatible. 6732xx et 6522xx

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	-80°C à 105°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	-

### Conditionnement

Quantité par sachet	126
Quantité par carton	1260