

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	3733000
<b>Désignation</b>	Sonde cannelée 14 cm



### Description :

- ✓ Sonde cannelée en acier inoxydable de qualité.
- ✓ La base de toute trousse à dissection
- ✓ L'indispensable pour commencer les dissections de souris, rats, grenouilles, crapauds... La canule de la sonde cannelée permet de guider les ciseaux lors de la coupe sans abimer les organes internes de l'animal.
- ✓ Longueur : 14 cm
- ✓ Autoclavables à 134° C pendant 18 minutes.
- ✓ Nettoyage de la sonde en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

### Unité de vente :

1 Sonde cannelée